

IL NUOVO SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE LATITUDE™ Modello 3300

offre ai professionisti sanitari un'esperienza di impianto migliorata, una gestione dati potenziata e un flusso di lavoro più efficiente. Si tratta di una soluzione comoda per tutti nel contesto clinico e che potrebbe portare a un trattamento del paziente di livello superiore.



Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. ATTENZIONE: la legge limita la vendita del presente dispositivo esclusivamente dietro prescrizione medica. Le indicazioni, le controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni per l'uso del presente dispositivo si trovano sull'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Informazioni per l'uso unicamente in paesi con registrazione del prodotto da parte dell'azienda sanitaria. Le informazioni ivi contenute possono essere utilizzate o distribuite solo ai di fuori degli Stati Uniti, della Francia e del Giappone. Le illustrazioni sono a scopo informativo e non indicano le dimensioni effettive o i risultati clinici.
EU-478004-AC Stampato in Germania da medicalvision.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2019 Boston Scientific Corporation
o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

LATITUDE™

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE
MODELLO 3300



CONVENIENCE MADE PORTABLE

ESPERIENZA DELL'OPERATORE MIGLIORATA

Progettato per l'efficienza, **IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE LATITUDE™, MODELL 3300**, consente ai medici che eseguono gli impianti di:

- Passare facilmente fra la schermata PSA e quella del generatore di impulsi
- Ottimizzare il posizionamento dell'elettrocattetero utilizzando i ritardi VD-VS a schermo
- Visualizzare l'onda di lesione per prendere decisioni di posizionamento dell'elettrocattetero più appropriate
- Valutare la pendenza del segnale, la corrente e i ritardi di conduzione



CONNESSIONE PIÙ SEMPLICE

Diverse opzioni di connettività consentono ai Professionisti Sanitari di:



PORTATILE E COMODO

Maneggevole e facile da trasportare

- È piccolo e leggero, <4 kg.
- Dispone di manico semplice da afferrare e di un fodero integrato per la testa telemetrica
- Contiene una batteria ricaricabile per un utilizzo fino a due ore



LATITUDE™ SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE, MODELLO 3300

Scoprite le nuove funzionalità all'impianto e la più efficiente gestione dei dati clinici.

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro rappresentante Boston Scientific.